


Ersatzteilliste / Spare parts list

HANAULUX® 2000

Für alle HANAULUX 2000 Wand- und Deckenmodelle
For all HANAULUX 2000 wall- and ceiling models



Inhaltsverzeichnis / Content**Seite / Page**

1	Allgemeine Komponenten / Standard components	3
1.1	Justage- und Auswucht Kits / Adjustment and calibration rigs	3
1.2	Tastaturen / Touchpanels	3
1.3	Zubehör / Accessories	3
2	Leuchtenkörper und Bügel / Lightheads and brackets	4
2.1	Leuchtenkörper und Bügel 2001 - 2002 / Lighthead and bracket 2001 - 2002	4
2.2	Leuchtenkörper und Bügel 2003 / Lighthead and bracket 2003	4
2.3	Leuchtenkörper und Bügel 2004 / Lighthead and bracket 2004	5
2.4	Leuchtenkörper und Bügel 2005 / Lighthead and bracket 2005	5
2.5	Leuchtenkörper und Bügel 2007 + AF / Lighthead and bracket 2007 + AF	6
3	Reflektoren und Abdeckungen / Reflectors and covers	7
3.1	für Leuchtenkörper 2001 - 2005 / for lightheads 2001 - 2005	7
3.2	für Leuchtenkörper 2007 / for lighthead 2007	7
4	Aufhängung / Suspension system	8
4.1	Einzeleuchten-Aufhängung / Suspension system for single light	8
4.2	Mehrfachleuchten-Aufhängung / Suspension system for DUO lights	9
5	Federarme / spring arms	10
5.1	Federarme 2001 - 2005 / Spring-arms 2001 - 2005	10
5.2	Federarme 2007 / Spring-arms 2007	11
6	Ersatzteil-Liste und Ident-Nummern / Spare part list and part numbers	12

1 Allgemeine Komponenten / Standard components

1.1 Justage- und Auswucht Kits / Adjustment and calibration rigs


56 052 687* Justage Vorrichtung / Calibration rig (3-5, 7+AF)

56 052 960* Auswucht Kit / Balancing kit (7)

56 052 984* Auswucht Kit Hall Sensor / Hall sensor calibration kit (AF)

1.2 Tastaturen / Touchpanels


Abb. / fig. 1



56 050 601 Folientastatur Powerline Dimmer / Powerline Dimmer Panel (1-7)


56 077 984 Blue 130 TV Dimmer Bedienteil Wand 

Abb. / fig. 2



56 050 745 Tastaturplatine / Touchpanel (2007 AF - Autofocus)


Abb. / fig. 3



56 052 983 Tastaturplatine / Touchpanel (2007 D - Dimmer)

1.3 Zubehör / Accessories

Abb. / fig. 4



56 053 134 Kabelhaltearm (Konsole) / Cable holding arm (console)

56 052 966* Spannungsmeßgerät / Voltage measuring device

56 051 778* Reinigungsmittel HANAUCLEAN / HANAUCLEAN cleaning agent

2 Leuchtenkörper und Bügel / Lightheads and brackets

2.1 Leuchtenkörper und Bügel 2001*-2002 / Lighthead and bracket 2001*-2002

Abb. / fig. 5





Abb. / fig. 6



* ohne Abbildung / not illustrated

2.2 Leuchtenkörper und Bügel 2003 / Lighthead and bracket 2003

Abb. / fig. 7





Abb. / fig. 8




56115271

2 Leuchtenkörper und Bügel / Lightheads and brackets

2.3 Leuchtenkörper und Bügel 2004 / Lighthead and bracket 2004

Abb. / fig. 9



56 050 714

56 050 706

56 050 729

56 050 624

56 052 344

56 050 707

56077968

56 050 714

56 052 273

56 050 700

56 052 623

56 050 703

56 052 328

56 050 623

56 052 521


56 053 136

56 050 751

56 050 704*

56 050 705*

Abb. / fig. 10




56115271



* ohne Abbildung / not illustrated

2.4 Leuchtenkörper und Bügel 2005 / Lighthead and bracket 2005

Abb. / fig. 11



56 053 133

56 050 714

56 050 729

56 052 328

56 050 706

56 050 624

56 052 344

56 052 691

56 067 724

56 050 714

56077968

56 052 623

56 050 700

56 050 703

56 052 521

56 053 136

56 050 751


56 050 623

56 050 704*

56 050 705*

56053282
5605328156067042
56075732

Abb. / fig. 12



56076226



* ohne Abbildung / not illustrated

2 Leuchtenkörper und Bügel / Lightheads and brackets

2.5 Leuchtenkörper und Bügel 2007 + AF / Lighthead and bracket 2007 + AF

Abb. / fig. 13




Abb. / fig. 14




Abb. / fig. 15



* ohne Abbildung / not illustrated

Abb. / fig. 16





Abb. / fig. 17



* ohne Abbildung / not illustrated

Abb. / fig. 18




Abb. / fig. 19



3 Reflektoren und Abdeckungen / Reflectors and covers caps

3.1 für Leuchtenkörper 2001 - 2005 / for small 2001 - 2005 Lightheads

Abb. / fig. 20





Abb. / fig. 21



* ohne Abbildung / not illustrated
 ** ohne 2005 niedrige Raumhöhe (NRH)
 without 2005 low ceiling height (LCH)

Reflektorsysteme /

Reflector systems:

56 050 726 (1-5 S)
 56 052 961 (1-5 i/iXL)

3.2 für Leuchtenkörper 2007 / for large Lighthead 2007

Abb. / fig. 22





Abb. / fig. 23



Reflektorsysteme /


Reflector systems:

56 050 699 (7+AF / S)
 56 052 959 (7+AF / iXL)

4 Aufhängung / Suspension system

4.1 Einzelleuchten-Aufhängung / suspension system for single light

Abb. / fig. 24




* ohne Abbildung / not illustrated

4 Aufhängung / Suspension system



4.2 Mehrfachleuchten-Aufhängung / suspension system for DUO lights

Abb. / fig. 25



5 Federarme / Spring-arms

5.1 Federarme 2001 - 2005 / Spring-arms 2001 - 2005



5 Federarme / Spring-arms

5.2 Federarme 2007 / Spring-arms 2007






Abb. / fig. 33



* ohne Abbildung / not illustrated

Abb. / fig. 34



Ersatzteilliste / Spare part list

Best Nr.	Teilebezeichnung	Part description	1	2	3	4	5	7	7AF	Abb.
Order No.										Illustr.
56 043 562	Isolierteile für Flanschrohr Ø52mm	Isolation parts for flange tube Ø52mm	x	x	x	x				24
56 050 601	Folientastatur Powerline Dimmer	Touchpanel Powerline	x	x	x	x	x	x	x	1
56 050 622	Platinenhalter, 20 Stück	PCB holder, 20 off							x	18
56 050 623	Zugfeder für Leuchtenkörper, 12 Stück	Tension spring for lighthouse, 12 off	x	x	x	x	x	x	x	6,8,10,12...
56 050 624	Schnellverschluss für Li.-syst., 6 Stück	Instant lock for lens system, 6 off	x	x	x	x	x	x	x	6,8,10,12...
56 050 625	Reihenklamme 4-polig, 2,5 - 25 mm ²	Terminal block 4-pole, 2.5 - 25 mm ²	x	x	x	x	x	x	x	24,25
56 050 627	Schleifkontakt 3 pol. + Bremsband	Slip-ring 3 pol.+ brake	x	x	x	x	x	x	x	
56 050 660	Anbindung Viertelbügel / Federarm, Rep. Satz	Repair kit f. bracket / spring-arm connection						x	x	33
56 050 688	Sicherungen 1,6 A 10 Stück	Fuses 1.6 amps, 10 off							x	34
56 050 699	Reflektorsystem groß, ohne Fassung	Reflector system large, without socket						x	x	22
56 050 700	Klemmst. 2-polig + Abdeckg., 3 Stück	Terminal 2-pole + cover, 3 off	x	x	x	x	x	x	x	6,8,10,12...
56 050 701	Achsabdeckung Leuchtenk. (Kunststoff)	Cover for light-head axle (plastic)						x	x	13
56 050 702	Anbindung Viertelbügel / LK, Rep. Satz	Repair kit for bracket / light-head connection						x	x	13,15
56 050 703	Fuß für Außengriff, 12 Stück	Fixing stud for outer handle, 12 off		x	x	x	x	x	x	5,7,9,11
56 050 704	Kabelhalter, 12 Stück	Cable holder, 12 off	x	x	x	x	x	x	x	8,13
56 050 705	Kabelbinder, 50 Stück	Cable fixing strap, 50 off	x	x	x	x	x	x	x	8,13
56 050 706	Erdungskabel konfektioniert, 6 Stück	Earthing cable assembly, 6 off	x	x	x	x	x	x	x	6,8,10,12...
56 050 707	Viertelbügel klein 2004	Half semi-circular bracket 2004				x				9
56 050 708	Viertelbügel klein 2003	Half semi-circular bracket 2003			x					7
56 050 709	Viertelbügel klein 2002	Half semi-circular bracket 2002		x						5
56 050 710	Deckel für Viertelbügel 2007 / 2007AF	Cover for 2007/2007AF bracket						x	x	13
56 050 711	Haltesegment LK an Winkelarm	Segment for lighthouse with inclined-arm						x	x	14
56 050 713	Steckverbindung Federarm	Plug + socket for spring-arm	x	x	x	x	x			24,25
56 050 714	Deckel für Viertelbügel, 2 Stück	Cover for half semi-circular bracket, 2 off		x	x	x	x			5,7,9,11
56 050 715	Schutzk. für Z-Achse bis 05/92 (2 Sch.)	Cover for axle up to 05/92 (2 screws)		x	x	x		x	x	25
56 050 716	Deckel groß für V-Achse	Cover, large, for connection-axle						x	x	34
56 050 717	Deckel rechteckig für Winkelarm	Cover for inclined-arm, rectangular						x	x	34
56 050 719	Schraubensatz für Ausleger	Screw set for extension-arm		x	x	x	x	x	x	25
56 050 720	Deckel rechteckig für Ausleger, 2 Stück	Cover for extension-arm, 2 off		x	x	x	x	x	x	25
56 050 721	Steckverbindung Einzel-Achse Ø52mm	Plug + socket for single axle Ø52mm	x	x	x	x				24
56 050 722	Nutmutter M55/2 (siehe 56 050 758)	Securig nut M55/2 (note 56 050 758)	x	x	x	x	x	x	x	25
56 050 723	Bremsslotz mit Schrauben	Brake block with screws		x	x	x	x	x	x	25,34
56 050 724	Befestigungsteile für Flanschrohr Ø125	Flange-tube mounting pieces Ø125	x	x	x	x	x	x	x	25
56 050 726	Reflektorsystem klein, ohne Fassung	Reflector system small, without socket	S	S	S	S	S			20
56 050 727	Lichtquellenfassung HANAUCHROME	Socket for HANAUCHROME halogen bulb	x	x	x	x	x	x	x	20,22
56 050 729	Klips für Reflektorsystem	Clips for reflector system, 25 off	x	x	x	x	x	x	x	6,8,10,12...
56 050 730	Linsensystem groß, mit Dichtring	Lens system, large, with o-ring						x	x	22
56 050 731	Linsensyst.-Set (7 Stück), mit Dichtr.	Lens system large, 7 off, with o-rings						x		22
56 050 732	Linsensystem AF, mit Dichtring	Lens system for Autofocus, with o-ring							x	22
56 050 733	Linsensyst.-Set (6+1 Stück), m. Dichtr.	Lens system, 6+1 off, with o-rings						x	x	22
56 050 734	Linsensystem klein, mit Dichtring	Lens system, small, with o-ring	S	S	S					20
56 050 735	Linsensystem-Set (4 Stück)	Lens system small, 4 off, with o-rings				S				20
56 050 736	Linsensystem-Set (3 Stück)	Lens system small, 3 off, with o-rings			S					20
56 050 741	Autofokus	Autofocus							x	16
56 050 742	Platine Feldverstellung	PCB field adjustment							x	34
56 050 743	Platine Helligkeitsverstellung	PCB light intensity adjustment							x	34
56 050 744	Platine Modul-Aufnahme	PCB mother board							x	34
56 050 745	Tastaturplatine	PCB keyboard							x	2
56 050 747	Stellmotor	Step motor							x	17
56 050 748	Platine Motorsteuerung	PCB motor control							x	17
56 050 749	Aufn. für sterilis.Handgriff, Rep.Satz	Handle fixture, repair kit							x	19
56 050 750	Aufn. für sterilis.Handgriff, Rep.Satz	Handle fixture, repair kit						x		19
56 050 751	Halterung steriler Handgriff, Rep.Satz	Handle fixture, repair kit			x	x	x			7,9,11
56 050 752	Mikroschalter, 3 Stück	Microswitch, 3 off							x	19
56 050 753	Abdeckhaube groß	Cover, large						x	x	23

Ersatzteilliste / Spare part list

Best. Nr. Order No.	Teilebezeichnung	Part description	1	2	3	4	5	7	7AF	Abb. Illustr.
56 050 754	Abdeckhaube klein ohne 2005 NRH	Cover, small without 2005 NRH	x	x	x	x	x			21
56 050 755	Handgriff sterilisierbar Metall, 3 Stück	Sterilisable handle, metal, 3 off						x	x	23
56 050 756	Handgriff sterilisierbar, Kst., 3 Stück	Sterilisable handle, plastic, 3 off	x	x	x	x	x			
56 050 757	Deckel rund für Winkelarm	Cover for inclined-arm joint, round						x	x	13,33
56 050 758	Sonderschl. f. Achsm. (56 050 722)	Special tool f. securing nut (56050722)	x	x	x	x	x	x	x	25
56 050 759	Klemmring kpl. für Flaro 52mm	Clamping ring f. flange-tube 52 mm	x	x	x	x	x			24
56 050 760	Klemmring kpl. für Flaro 125mm	Clamping ring f. flange-tube 125mm		x	x	x	x	x	x	25
56 050 761	Klemmring kpl. für Flaro 160mm	Clamping ring f. flange-tube 160 mm		x	x	x	x	x	x	25
56 050 762	Befestigungsschr. für Zentral-Achse	Fixing screws for central-axle		x	x	x	x	x	x	25
56 050 763	Befestigungsschr. Einzel-Achse	Fixing screws for single-axle	x	x	x	x				24
56 050 854	Schraubensatz Federarm mit/ohne Distanzstück	Screw set for spring-arm with/without spacer	x	x	x	x	x			25
56 051 678	Buchse mit Nadellager + Anschlag, Rep.Satz	Bushing with needle bearing + stop, repair kit	x	x	x	x	x			25
56 051 752	Segment + Sicherungshülse bis 12/90 (Stift)	Segment + safety sleeve up to 12/90 (pin)	x	x	x	x				27
56 051 756	Segment + Sicherungshülse ab 01/91 (Schraube)	Segment + safety sleeve from 01/91 (screw)	x	x	x	x				27
56 051 757	HANAUCHROME Halogenlampe 22.8 V, 50W, 8 Stück	HANAUCHROME halogen bulb 22.8 V, 50 W 8 off	x	x	x	x	x	x	x	21,23
56 051 758	Sicherungsring + Scheibe, 6 Stück	Circlip + washers, 6 off	x	x	x	x	x			24
56 051 765	Buchse mit Nadellager, Reparatursatz	Bushing + needle bearing, repair set	x	x	x	x				25
56 051 766	Abdeckungen für Wandlager bis 06/92 (3 Teile)	Covers for wall mounting up to 06/92, 3 off	x	x	x					---
56 051 771	Halbschalen kpl. für 2001 - 2005, 4 Stück	Spring arm covers for 2001 - 2005, 4 off	x	x	x	x	x			29
56 051 772	Montage-Set für Halbschalen, 10 Stck	Mounting set f. spring-arm cov. 10 off	x	x	x	x	x			29
56 051 777	Abdeckg. für Wandlag. ab 07/92 (1 Teil)	Cover wall-susp. as of 07/92 (1 pc.)	x	x	x					24
56 051 778	HANAUCLEAN, 20 x 500 ml	HANAUCLEAN, 20 x 500 ml	x	x	x	x	x	x	x	---
56 051 827	Segment + Sicherungshülse, nur für 2005	Segment + safety sleeve, for 2005 only					x			27
56 051 828	Halbschalen kpl. für FA 2005/HP lite	Spring-arm covers, cpl., for 2005/HP lite					x			28,30
56 051 829	Halbschalen m. Bohrung für HP lite	Spring-arm covers, with whole for HP lite								30
56 051 836	Arretierbolzen HP lite Federarm	locking lever HP lite Spring-arm								30
56 051 837	Pilzknopf f. HP lite Federarm	break bolt for HP lite spring-arm								30
56 051 838	Abdeckbleche f. FA HPT lite + HLX 2001-5	metal cover strips for spring-arm HPT lite + HLX 2001-5	x	x	x	x	x			32
56 051 839	Abdeckbleche f. FA 2001-4	metal cover strips for spring-arm 2001-4	x	x	x	x				32
56 051 870	Steuerleitung im Federarm	Signal cable, spring arm							x	33
56 051 871	Steuerleitung im Viertelbügel	Signal cable, semi-circular bracket							x	13
56 051 872	Kontakte Gold (Satz) für AMP-Stecker	Set of gold contacts							x	---
56 052 226	Schr. für Anschlag in Z-Achse, 2 Stck.	Screw stop for central-axle, 2 off		x	x	x	x	x	x	25
56 052 273	Schraube mit Ansatz für Komfortbügel, 10 Stück	Screw for comfort version bracket, 10 off			x	x	x			7,9,11
56 052 284	Platine Intelligenter Berührungssens.	PCB Intelligent Touch Sensor							x	18
56 052 285	Schutzkappe Z-Achse ab 06/92 (4 Schrauben)	Cover for central axle from 06/92 (4 screws)		x	x	x	x	x	x	25
56 052 312	Bremsschraube M 12, lang	Brake screw M12, long		x	x	x	x			24,25
56 052 328	Keder für Leuchtenkörper ab 04/92,	Lighthouse rubber seal up to 04/92,		x	x	x	x	x	x	5,8,10,12...
56 052 342	Stellstangen-Set 2, Stück	Set of adjustment rods, 2 off		x						6
56 052 343	Stellstangen-Set, 3 Stück	Set of adjustment rods, 3 off.			x					8
56 052 344	Stellstangen-Set, 4 Stück	Set of adjustment rods, 4 off				x	x			10,12
56 052 345	Stellstangen-Set, 7 Stück	Set of adjustment rods, 7 off						x	x	17
56 052 346	Deckel groß für Winkelarm	Cover for inclined-arm						x	x	33

Ersatzteilliste / Spare part list

Best. Nr.	Teilebezeichnung	Part description	1	2	3	4	5	7	7A	Abb.
Order No.										Illustr.
56 052 428	Dichtringe klein, 10 Stück	O-rings small, 10 off	x	x	x	x	x			20
56 052 429	Dichtringe groß, 10 Stück	O-rings large, 10 off						x	x	22
56 052 521	Anschlagscheibe Metall	Buffer disc, metal		x	x	x	x			5,7,9,11
56 052 609	Linsensystem klein / i, mit Dichtring	Lense system, small / i, with o-ring	i	i	i	i	S / i			20
56 052 622	Bremsschraube M12 kurz für Viertelbügel, 2 Stück	Brake screw, M12 short, for bracket, 2 off	x	x	x	x	x	x	x	13,25,34
56 052 623	Bremsschraube M10 kurz für Viertelbügel, 2 Stück	Brake screw, M10 short, for bracket, 2 off		x	x	x	x			5,7,9,11
56 052 624	Zeitglied für Autofokus	Filter for Autofocus							x	17
56 052 687	Justage-Vorrichtung	Calibration rig			x	x	x	x	x	---
56 052 691	Viertelbügel klein, 2005	Half semi-circular bracket, 2005					x			11
56 052 692	Schleifkontakte mit Kabel für 2007	Slipring contacts for 2007						x	x	25
56 052 693	Schleifkontakte mit Kabel für SAT	Slipring contacts for SAT	x	x	x	x				25
56 052 959	Reflektorsystem groß/ iXL, ohne Fassung	Reflector system large, without socket						iXL	iXL	22
56 052 960	Auswucht-Kit LK 2007	Balancing kit, 2007						x	x	---
56 052 961	Reflektorsystem klein / i, ohne Fassung	Reflector system small / i, without socket	i	i	i	i	i			20
56 052 961	Reflektorsystem klein, f. 2001-2005 i/iXL ohne 2001 Stat.	Reflector system small, for 2001-2005 i/iXL without 2001 Stand				iXL	iXL			20
56 052 962	Linsensystem klein / iXL, mit Dichtring	Lense system, small / iXL, with o-ring				x/iXL	x/iXL			20
56 052 962	Linse für 2004/5 iXL	Lense for 2004/5 iXL				iXL	iXL			20
56 052 965	Handgriffaufnahme für 2002 LK	Handle pillar for 2002 lighthouse		x						5
56 052 966	Spannungsmeßgerät	Voltage measuring device	x	x	x	x	x	x	x	---
56 052 983	Platine Dimmertastatur 2007 D	Printed circuit board dimmer keybo.						x		3
56 052 984	Hall Sensor Justage Kit	Hall sensor calibration kit							x	16
56 052 986	Haltefeder für Abdeckh.; 20 Stck.	Holding spring for cover caps	x	x	x	x	x	x	x	21
56 053 031	Federarm Unterfütterung (4 Stück)	Plastic ribbing for spring-arm	x	x	x	x				32
56 053 062	Sicherungsh. + Abdeckkappe FA gerade	Safety sleeve + cover, straight spring arm		x/T2	x/T2	x/T2	x/T2			20
56 053 117	Ersatzteilset F.Aus. 800 Adapter 95	Spare part set for extens. arm 800								24
56 053 133	2005 TV klein/groß Bügel kompl. verkabelt	Brackets, complete with wiring for 2005 TV					x			11
56 053 134	Kabelhaltearm kpl. Konsole	Cable holding arm for console								4
56 053 136	Handgriffaufnahme Ergofocus HLX 2003-5	Handle pillar ergofocus HLX 2003-5			x	x	x			7,9,11
56 053 139	Versorgungleitung kpl. f. FA 2007	Power supply cable for spring-arm 2007, complete						x		33
56 053 140	Handgriffaufnahme Ergofocus HLX 2002	Handle pillar ergofocus HLX 2002		x						5
56 053 230	Sicherungshülse+Abdeckkappe	Safety sleeve + cover, straight spring arm			x/T1	x/T1	x/T1			28
56 067 222	Decken-Verkl. get. Ø500/125	Ceiling cover, split Ø500/125	x	x	x	x	x	x	x	25
56 067 224	Federarm 2004 (14,5 - 17,0 Kg)	Spring-arm 2004 (11,5 - 17,0 Kg)				x/T1				26
56 067 225	Federarm 2003 (11,5 - 14,5 Kg)	Spring-arm 2003 (11,5 - 14,5 Kg)			x/T1					26
56 067 226	Federarm 2002 (7,5 - 11,5 Kg)	Spring-arm 2002 (7,5 - 11,5 Kg)		x/T1						26
56 067 227	Federarm 2001 (2,5 - 4,5 Kg)	Spring-arm 2001 (2,5 - 4,5 Kg)	x/T1							26
56 067 251	Abdeckhülse	Cover sleeve	x	x	x	x	x	x	x	---
56 067 351	Federarm 4+ Anchl. (14,5 - 17,0 Kg)	Spring-arm 4 + stop (14,5 - 17,0 Kg)				x/T1				27
56 067 352	Federarm 3+Anchl. (11,5 - 14,5 Kg)	Spring-arm 3 + stop (11,5 - 14,5 Kg)			x/T1					27
56 067 353	Federarm 2 + Anchl. (7,5 - 11,5 Kg)	Spring-arm 2 + stop (7,5 - 11,5 Kg)		x/T1						27
56 067 354	Federarm 1 + Anchl. (2,5 - 4,5 Kg)	Spring-arm 1 + stop (2,5 - 4,5 Kg)	x/T1							27
56 067 355	Federarm Einzelleuchte 2004 (14,5 - 17,0 Kg)	Spring-arm single-light 2004 (14,5 - 17,0 Kg)				x/T1				26
56 067 356	Federarm Einzelleuchte 2003 (11,5 - 14,5 Kg)	Spring-arm single-light 2003 (11,5 - 14,5 Kg)			x/T1					26
56 067 357	Federarm Einzelleuchte 2002 (7,5 - 11,5 Kg)	Spring-arm single-light 2002 (7,5 - 11,5 Kg)		x/T1						26

Ersatzteilliste / Spare part list

Best. Nr. Order No.	Teilebezeichnung	Part description	1	2	3	4	5	7	7AF	Abb. Illustr.
56 067 355	Federarm 2004 Decke/Wand	Spring-arm 2004 ceiling/wall				x				29
56 067 356	Federarm 2003 Decke/Wand	Spring-arm 2003 ceiling/wall			x					29
56 067 357	Federarm 2002 Decke/Wand	Spring-arm 2002 ceiling/wall		x						29
56 067 358	Federarm 2001 Decke/Wand	Spring-arm 2001 ceiling/wall	x							29
56 067 474	Decken-Verkl. get. Ø500/52	Ceiling cover 500/52 mm	x	x	x	x	x			24
56 067 475	Decken-Verkl. get. Ø500/160	Ceiling cover 500/160 mm	x	x	x	x	x	x	x	25
56 067 724	Viertelbügel gr. 2004 / 2005 (Komf.)	Comfort bracket 2004 / 2005				x	x			9, 11
56 067 725	Viertelbügel groß 2003 (Komfort)	Comfort bracket 2003			x					7
56 067 791	Distanzstück für Anbauposition 2	Spacer for position 2	x	x	x	x	x			25
56 067 805	Distanzstück für Anbauposition 3	Spacer for position 3	x	x	x	x	x			25
56 067 806	Distanzstück für Anbauposition 4	Spacer for position 4	x	x	x	x	x			25
56 075 630	Abdeckscheibe Flach KPL 500/125	Cover disk, flat complete 500/125		x	x	x	x	x	x	25
56 075 679	Abdeckscheibe Flach KPL 500/52	Cover disk, flat complete 500/52	x	x	x	x	x	x	x	24
56 075 854	Z-Achse 1 Ausl. + Bremse + Schr.	Axle 1 pos., incl. brake + screws		x	x	x	x	x	x	25
56 075 855	Z-Achse 2 Ausl. + Bremse + Schr.	Axle 2 pos., incl. brakes + screws	x	x	x	x	x	x	x	25
56 075 856	Z-Achse 3 Ausl. + Bremse + Schr.	Axle 3 pos., incl. brakes + screws	x	x	x	x	x	x	x	25
56 075 857	Z-Achse 4 Ausl. + Bremse + Schr.	Axle 4 pos., incl. brakes + screws	x	x	x	x	x	x	x	25
56 076 004	Abdeckscheibe Ø500/125	Cover disk Ø500/125	x	x	x	x	x	x	x	25
56 076 831	Federarm 2003 gerade (Container-Leuchte)	Straight spring-arm for 2003 (container-light)			x					28
56 077 629	Federarm 2005	Spring-arm 2005					x			26
56 077 630	Federarm 2005 TV	Spring-arm 2005 (TV)					x			31
56 077 632	Federarm gerade 2003	Straight spring-arm for 2003			x					28
56 077 633	Federarm gerade 2004/5	Straight spring-arm for 2004/5				x	x			28
56 115 282	HANAUCROME Halogenlampe 22,8 V / 50 W, 1 Stck.	HANAUCROME halogen bulb 22.8 V / 50 W, 1 off	x	x	x	x	x	x	x	21, 23

Heraeus MED GmbH
Heraeusstraße 12-14

D-63450 Hanau / Germany



Vertrieb	++ (0 61 81) 35 - 4 00
Ersatzteile	++ (0 61 81) 35 - 53 99
Kundendienst	++ (0 61 81) 35 - 51 56



Vertrieb	++ (0 61 81) 35 - 59 68
Ersatzteile	++ (0 61 81) 35 - 7 84
Kundendienst	++ (0 61 81) 35 - 7 79

Heraeus MED GmbH
Heraeusstraße 12-14

D-63450 Hanau / Germany



Sales	++ (0 61 81) 35 - 4 00
Spare parts	++ (0 61 81) 35 - 53 11
Service	++ (0 61 81) 35 - 52 81



Sales	++ (0 61 81) 35 - 59 68
Spare parts	++ (0 61 81) 35 - 7 84
Service	++ (0 61 81) 35 - 7 79

Ausgabe / Edition: 05 / 99
Index: B
Kundendienst / Service:
Tel.: +49/6181/35-9200
Fax.: +49/6181/35-779